

La presbytie en questions...

Votre vision de près diminue avec l'âge...

Vous devenez presbyte !

Découvrez les nouvelles lentilles Z multifocales
Découvrez les nouvelles lentilles Z multifocales
Découvrez les nouvelles lentilles Z multifocales
Découvrez les nouvelles lentilles Z multifocales



F039/3 2010-08 - www.quejechoosenplus.fr - ©MonkeyBusiness_Fotolia - ©ImageSource - Imprimé en France par Menicon Europe - RCS Nanterre B 722 038 668

Vous portez déjà des lentilles rigides perméables

Alors, vous êtes déjà convaincu des avantages que procure ce type de lentilles (**confort, sécurité, qualité de vision...**). N'hésitez pas, contactez votre spécialiste pour déterminer quelle lentille essayer et définir les nouveaux paramètres incluant la correction de votre presbytie.

Vous n'avez jamais porté de lentilles

Il n'y a pas d'âge pour commencer à en porter. Vous pouvez essayer les nouvelles lentilles **Z multifocales de Menicon**. Discutez-en avec votre spécialiste, il vous informera de toutes les possibilités et vous accompagnera dans cette découverte. Après l'achat, vous bénéficiez d'une garantie Menicon de 3 mois, parlez-en avec votre opticien. Porter des lentilles ultraperméables en matériau Z, c'est choisir **ce qu'il y a de plus sécurisant** pour la santé de vos yeux.

Vos yeux deviennent plus sensibles

Avec l'âge, il est normal d'avoir moins de larmes. Les lentilles Z ultraperméables ne se déshydratent pas et laissent respirer vos yeux : ce sont les lentilles de **première intention** pour favoriser la **tolérance à long terme**. Même si vous avez peu de larmes, l'impression d'avoir les yeux secs en atmosphère climatisée ou devant un écran, vous pouvez porter ce type de lentilles. Pour les cornées "fragilisées" c'est l'option n°1, la plus rassurante.

Vous êtes déjà myope ou hypermétrope et/ou astigmat

Grâce aux propriétés exceptionnelles du matériau Z, Menicon décline une gamme de géométries variées pouvant s'adapter aux différents profils et besoins : **des plus simples aux plus complexes**. La qualité



de vision est inégalée et la plus stable dans le temps. La presbytie est un défaut visuel supplémentaire qui sera compensé en même temps que votre amétropie avec les lentilles Z multifocales.

Et la manipulation...

Les lentilles Z ultraperméables sont **plus faciles à manipuler** car elles ne se déforment pas. La pose et la dépose sont des **gestes simples** qui deviennent ensuite de **véritables réflexes**. Le port en continu jusqu'à 30 jours est une solution pour oublier totalement votre défaut visuel et pour ne pas avoir à manipuler vos lentilles tous les jours. Cette option est possible en matériau Z (Menifocal Z, ...) et pourra être envisagée en accord avec votre ophtalmologiste. Pour la sécurité de vos yeux, respectez attentivement les modalités et conseils donnés.

L'entretien c'est important...

- ✓ Pour préserver la santé de vos yeux.
- ✓ Pour garantir une qualité de vision supérieure.
- ✓ Pour optimiser le confort et la durée de vie de vos lentilles.

C'est simple avec :



Menicon - 104 rue Martre - 92583 Clichy Cedex
www.menicon.fr



Des lentilles Menicon pour bien voir de loin comme de près



Dès les premiers signes de la presbytie (vision de près plus floue, surtout en lumière tamisée, distance de lecture plus éloignée...), pensez aux lentilles Z multifocales de Menicon.

Votre presbytie évolue dans le temps, les lentilles Z multifocales de Menicon aussi : elles vous garantissent une qualité de vision optimale.

Une gamme de lentilles Z multifocales pour tous types de presbytes, et pour toutes les étapes de la presbytie :

- Vous n'avez encore jamais porté ni lunettes ni lentilles.
- Vous portez déjà des lunettes pour presbyte.
- Vous êtes déjà myope ou hypermétrope et/ou astigmat.

Une solution lentilles pour vous aussi !

C'est votre spécialiste qui, après examen oculaire, déterminera la lentille la plus adaptée à vos yeux et à votre style de vie, en écoutant vos exigences visuelles en vision de près et de loin... Il définira les paramètres de vos lentilles en notant l'addition correspondant à votre presbytie (si vous portez déjà des lunettes, elle pourra être différente).

Il vous indiquera les modalités de port, d'entretien et la fréquence des contrôles. Vous apprendrez très vite à poser et retirer vos lentilles en les portant progressivement.

Toutes les lentilles Menicon sont fabriquées en **Matériau Z ultraperméable à l'oxygène**, pour envisager tout type de port journalier et/ou continu jusqu'à 30 jours, en toute sécurité.



Chaque lentille possède une zone de vision de près et une zone de vision de loin bien spécifiques. Plusieurs choix de géométries sont proposés selon 2 principes de vision : vision alternée ou vision simultanée.

En vision alternée...

C'est vous qui choisissez de voir de loin ou de près, tout dépend de la position de votre regard.

En regardant droit devant



En regardant vers le bas (sans baisser la tête)



En Vision simultanée...

Toutes les images arrivent en même temps sur votre rétine à toutes les distances et quel que soit l'objet regardé : c'est votre cerveau qui fait spontanément le tri pour ne conserver que les images nettes de loin ou de près.




Sur ce principe de vision alternée, deux types de lentilles sont disponibles : **Menifocal Z** et **Menicon Z Executive**.

Les lentilles progressives basées sur la vision simultanée sont déclinées en plusieurs géométries : **Menicon Z Progressive** ou **Progressive Plus** (vision de loin centrale), **Menicon Z Progressive Near** (vision de près centrale), et pour les astigmatés en version **BTC** et **Bi-Torique**.


Les lentilles concentriques :

Menifocal Z





Les lentilles segmentées :

Menicon Z Executive



Les lentilles progressives :

Menicon Z Progressive / Z Progressive Near



● Vision de loin
● Vision de près

● Zone de progression
● Zone de transition

Oubliez votre presbytie... Essayez les lentilles Z multifocales.